



Ceník ventilů a injektorů pro LC 2008

Labio a.s., Heyrovského náměstí 2, 162 01 Praha 6,
tel/fax +420 235 360 074 e-mail sales@labio.com, www.labio.cz

Ventil, injektor - popis	Typ	CENA Kč bez DPH
Automatický dávkovač vzorků (autosampler) pro kapalinové chromatografy Labio, 40 vzorků, nástřík do standardní smyčky min. 10 ul, plnění smyčky pístovým čerpadlem	ASAM L40	139900
Smyčkový dávkovač pro PLC a GC s motorovým pohonem, NEREZ OCEL, , max. objem objem smyčky 2 ml, 15 Mpa (1 Mpa pro plyny)	CI 02M	36900
Smyčkový dávkovač pro PLC a GC, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 200 ml/min, 15 MPa (1 Mpa pro plyny)	CI 02	10300
Ventil solenoidový, sada 3 kusy (pro PCP pumpy, L třídy), max. průtok 300 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK včetně výstupního T kusu a držáku	GV L3	17500
Ventil solenoidový, sada 3 kusy (pro PCP pumpy, P třída), max. průtok 3000 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK včetně výstupního T kusu a držáku	GV P3	19500
Ventil solenoidový, 1 kus (pro PCP pumpy, L třídy), max. průtok 300 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK	GV L1	4300
Ventil solenoidový, 1 kus (pro PCP pumpy, P třída), max. průtok 3000 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK	GV P1	4800
Ventil přepínací 1>4 nízkotlaký ruční pro flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,2 Mpa, max. průtok 2000 ml/min	CI 4+1	6930
Ventil přepínací 1>3 nízkotlaký ruční pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,2 Mpa, max. průtok 2000 ml/min	CI 3+1	6930
Ventil přepínací čtyřcestný inertní pro HPLC a GC, ruční, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 25 MPa	CI 03	9000
Ventil přepínací čtyřcestný inertní pro HPLC a GC, motorizovaný, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 25 MPa	CI 03M	38400
Ventil přepínací 1>4 nízkotlaký motorizovaný pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,5 Mpa, max. průtok 2000 ml/min	MCI 4+1	34800
Ventil přepínací 1>3 nízkotlaký motorizovaný pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,5 Mpa, max. průtok 2000 ml/min	MCI 3+1	34800

Ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně nejsou zahrnuty dopravní náklady a balné
Ceny jsou platné od 1.6.2008