



Ceník ventilů a injektorů pro LC 2008

Labio a.s., Heyrovského náměstí 2, 162 01 Praha 6,
tel/fax +420 235 360 074 e-mail sales@labio.com, www.labio.cz

| Ventil, injektor - popis | Typ | CENA Kč bez DPH |
|--|----------|-----------------|
| Automatický dávkovač vzorků (autosampler) pro kapalinové chromatografy Labio, 40 vzorků, nástřík do standardní smyčky min. 10 ul, plnění smyčky pístovým čerpadlem | ASAM L40 | 139900 |
| Smyčkový dávkovač pro PLC a GC s motorovým pohonem, NEREZ OCEL, , max. objem objem smyčky 2 ml, 15 Mpa (1 Mpa pro plyny) | CI 02M | 36900 |
| Smyčkový dávkovač pro PLC a GC, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 200 ml/min, 15 MPa (1 Mpa pro plyny) | CI 02 | 10300 |
| Ventil solenoidový, sada 3 kusy (pro PCP pumpy, L třídy), max. průtok 300 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK včetně výstupního T kusu a držáku | GV L3 | 17500 |
| Ventil solenoidový, sada 3 kusy (pro PCP pumpy, P třída), max. průtok 3000 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK včetně výstupního T kusu a držáku | GV P3 | 19500 |
| Ventil solenoidový, 1 kus (pro PCP pumpy, L třídy), max. průtok 300 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK | GV L1 | 4300 |
| Ventil solenoidový, 1 kus (pro PCP pumpy, P třída), max. průtok 3000 ml/min, max tlak 0,2 MPa, nerez ocel, PEEK | GV P1 | 4800 |
| Ventil přepínací 1>4 nízkotlaký ruční pro flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,2 Mpa, max. průtok 2000 ml/min | CI 4+1 | 6930 |
| Ventil přepínací 1>3 nízkotlaký ruční pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,2 Mpa, max. průtok 2000 ml/min | CI 3+1 | 6930 |
| Ventil přepínací čtyřcestný inertní pro HPLC a GC, ruční, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 25 MPa | CI 03 | 9000 |
| Ventil přepínací čtyřcestný inertní pro HPLC a GC, motorizovaný, provedení nerez ocel, polyimid VESPEL max. 25 MPa | CI 03M | 38400 |
| Ventil přepínací 1>4 nízkotlaký motorizovaný pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,5 Mpa, max. průtok 2000 ml/min | MCI 4+1 | 34800 |
| Ventil přepínací 1>3 nízkotlaký motorizovaný pro vstup do čerpadla a flash chromatografii, inertní (PP + teflon), max. tlak 0,5 Mpa, max. průtok 2000 ml/min | MCI 3+1 | 34800 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně nejsou zahrnuty dopravní náklady a balné
Ceny jsou platné od 1.6.2008