



# TERMOSTATOVANÉ LÁZNĚ

## ceník 2009

Popis výrobku	Typ	CENA Kč bez DPH
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 6 l, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. Ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, topný element mimo vlastní lázeň, nastavení: 0,0 °C až 199,9 °C (bez chlazení možno temperovat jen od teploty okolí + 5°C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 06	26990
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 6 l, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, nastavení: teplota okolí + 5 °C až 99,9 °C, digitální kontrola teploty, stabilita 0,03 °C, LED displej, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou	CTB 06	21990
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 14 l, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. Ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, topný element mimo vlastní lázeň, nastavení: 0,0 °C až 199,9 °C (bez chlazení možno temperovat jen od teploty okolí + 5°C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 14	32300
Termostatovaná kapalinová lázeň s čerpadlem, objem 12 l (ef.), vana a víko nerez. ocel, nastavení: teplota okolí + 5 °C – 100,0 °C, digit. kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem či vnitřní vestavbou	CTB 14	27290
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 14 l, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, topný i chladící element mimo vlastní lázeň, kompresorové chlazení, nastavení: -15,0 °C až 99,9 °C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 14C	56900
Termostatovaná lázeň s čerpadlem, objem 14 l, vana a víko nerez. ocel, pro nízké teploty, nastavení od -15 °C do +80 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu topení, chlazení kompresorovým agregátem, možnost vybavení vestavbou	CTB 14C	51900
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 14 l, hlubokochladící, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, topný i chladící element mimo vlastní lázeň, kompresorové chlazení, nastavení: -30,0 °C až 99,9 °C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 14F	72700
Termostatovaná lázeň s čerpadlem, objem 6 l, vana a víko nerez. ocel, pro vysoké teploty, velkoplošné dvojité topné elementy, nastavení od 40 °C do 220 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu	CTB 06H	33350

Popis výrobku	Typ	CENA Kč bez DPH
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 6 l, chladící, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, jak topný tak chladící element mimo vlastní lázeň, nastavení: -15,0 °C až 99,9 °C (bez chlazení možno temperovat jen od teploty okolí + 5°C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 06C	49900
Termostatovaná lázeň s čerpadlem, objem 6 l, vana a víko nerez. ocel, pro nízké teploty, nastavení od -15 °C do +80 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu topení, chlazení kompresorovým agregátem, možnost vybavení vestavbou	CTB 06C	44900
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 6 l, hlubokochladící, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a klávesnice, vnější plášť nerez. ocel + plast, čerpadlo, vana a víko nerez. ocel, jak topný tak chladící element mimo vlastní lázeň, nastavení: -30,0 °C až 99,9 °C (bez chlazení možno temperovat jen od teploty okolí + 5°C, programovaný nárůst teploty, stabilita 0,06 °C, regulace výkonu, možnost vybavení chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	EXATEM 06F	59500
Termostatovaná lázeň s míchadlem, objem 40 l, vana a víko nerez. ocel, nastavení 0 °C až 100 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu topení, možnost vybavení ext. chlazením či vestavbou	MTB 40	48050
Termostatovaná lázeň s míchadlem, objem 40 l, vana a víko nerez. ocel, pro nízké teploty, nastavení od -10 °C do +30 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu topení, chlazení kompresorovým agregátem, možnost vybavení vnitřní vestavbou	MTB 40C	80390
Termostatovaná kapalinová lázeň, objem až 40 l, procesorem kontrolovaná, alfanumerický displej a jednoduchá klávesnice, míchadlo, vana a víko nerez. ocel, nastavení: -10 až 80 °C + programovaný průběh teploty v deseti lineárních úsecích, stabilita 0,3 °C, regulace výkonu, možnost vybavení vestavbou, komunikace s PC sériovou linkou	MTB 40PC	97300
Termostatovaná solná lázeň, objem 6 l, vana a víko nerez. ocel, pro velmi vysoké teploty, čtyři topné elementy, nastavení od 40 °C do 350 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu	CTB 06S	34950
Termostatovaná kapalinová lázeň objem 6 l, vana a víko nerez. ocel, nastavení: teplota okolí + 5 °C až 99 °C, digitální kontrola teploty, LED displej, regulace výkonu, možnost vybavení míchadlem, chladícím hadem nebo vnitřní vestavbou, bez čerpadla	TB 06	17790

**Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně každého přístroje je zahrnuta instalace a zacvičení obsluhy**

**V ceně přístroje jsou zahrnuty dopravní náklady v ČR. Ceny jsou platné od 1.2.2009**

Labio a.s., Heyrovského náměstí 2, 162 01 Praha 6

tel/fax +420 235 360 074 e-mail [sales@labio.cz](mailto:sales@labio.cz), [www.labio.cz](http://www.labio.cz)

© Labio 2009